

 ADAPTOR



© BLINDES PRODUKTER AS

BRUKSANVISNING
Jot-a-Dot
Punktskriftmaskin

Gratulerer med din nye Jot-a-Dot Punktskriftmaskin!
Du har nå fått en hendig, liten punktskriftmaskin som du kan ta med deg overalt der du trenger å lage et notat eller skrive en huskelapp i punktskrift.

Innholdsfortegnelse

Innholdet i esken	3
Beskrivelse	3
Generell beskrivelse og anbefalt papirkvalitet.	3
Fysisk beskrivelse.	3
Oversiden.	3
Venstre side.	4
Høyre side.	4
Forsiden.	4
Undersiden.	4
Sette inn papir.	5
Skrive med Jot-aDot.	5
Lese det du har skrevet.	6
Renhold og velikehold.	6

Innholdet i esken

Når du åpner esken, finner du følgende:

- 1 stk Jot-a-Dot Punktskriftmaskin
- 1 stk norsk bruksanvisning i sortskrift
- 1 stk norsk bruksanvisning på CD
- 1 stk engelsk bruksanvisning i punktskrift
- 1 stk bærerem
- 1 stk bæreeveske
- 1 stk prøve på A6 notisblokk i anbefalt kvalitet
- 2 stk prøve på A6 kontaktpapir

Beskrivelse

Generell beskrivelse og anbefalt papirkvalitet.

Jot-a-Dot er en hendig punktskriftmaskin som utmerker seg med svært liten størrelse og lav vekt. Den klarer å produsere punktskrift i god kvalitet på lett tilgjengelig A5- eller A6-papir i vanlig 80 grams kopikvalitet. Vi anbefaler ikke bruk av såkalt punktskriftpapir eller kort i tykkere kvalitet enn dette i maskinen, det kan i verste fall forårsake skade på de innvendige, mekaniske komponentene.

Fysisk beskrivelse.

Plasser Jot-a-Dot på bordplaten foran deg. Snu maskinen slik at de 6 lett gjenkjennelige, avlange tastene for punkt vender mot deg. Plasser peke-, lang- og ringfinger på høyre hånd på de 3 tastene til høyre og tilsvarende for venstre hånd på de 3 tastene til venstre. Dersom du nå presser tastene nedover, vil du kjenne at hele maskinen fjærer mot bordplaten, det er slik Jot-a-Dot lager punkt. Maskinens overside og høyre og venstre side er utført i skarp blåfarge, mens vitale deler som taster etc., er i skarpt grønt. Undersiden, forsiden og bakerste del av oversiden er svarte. Vi går nå gjennom maskinen side for side og starter med oversiden:

Oversiden.

Her finner du først og fremst de 6 tastene for punkt. De er plassert i 2 vifteformede seksjoner med 3 taster hver. Midt mellom disse tastene finner du en klaff du kan slå opp. Bruk en fingertupp og vipp den opp i bakkant. Klaffen låses nå i oppreist stilling. For å lukke den igjen, trykker du den forsiktig bakover. Gå videre bakover til den tversgående åpningen rett bak klaffen. Plasser en

pekefinger ytterst til høyre i åpningen og før den mot venstre. Den fjærende delen du nå treffer på, er indikatoren for horisontal posisjon på arket. Denne vil flytte seg mot høyre etter hvert som du skriver på maskinen, og brukes i kombinasjon med de 5 tydelige markeringene som utgjør skrivelinjalen og ligger ved åpningens forkant. Helt bakerst på oversiden finner du til slutt en tversgående spalte, her vil papiret stikke ut når du har ført det inn i maskinen.

Venstre side.

Bakerst på den venstre siden finner du en knott som du bruker for å føre papiret inn i eller ut av maskinen. Skru knotten motsols for å føre papiret inn i maskinen (dvs. til forrige linje) og medsols for å føre det ut (dvs. til neste linje). Den taktile pilen du finner rett over knotten, indikerer hvilken vei du skal skru for å føre papiret inn.

Høyre side.

Bakerst på den høyre siden sitter linjeindikatoren. Finn først de 9 taggene som utgjør en sirkel. Inne i denne sirkelen sitter det et hjul med *en* markering som vil flytte seg etter hvert som arket flyttes. Det flytter seg en posisjon for hver linje arket flyttes, i medsols retning betyr en linje fram, mens motsols betyr en linje tilbake. Den taktile pilen du finner over sirkelen, peker i den retningen hjulet flytter seg når du fører papiret frem.

Forsiden.

På forsidenes loddrette kant finner du en firkantet fordypning ytterst til venstre og høyre side. Her kan du feste klipsene du finner i hver ende på bæreremmen, stikk dem enkelt og greit inn i fordypningen og press dem på plass. På samme måten tar du av remmen ved å dra i klipsene, ikke i remmen. Husk å ta et godt tak i maskinen når du vil fjerne bæreremmen slik at maskinen ikke faller i gulvet ved et uhell.

Undersiden.

Klaffen på oversiden er ment å fungere som en støtte når maskinen ligger med undersiden opp. Slå derfor klaffen opp, og vri deretter hele maskinen fra deg og rundt slik at undersiden vender opp, knotten for papirmating skal fremdeles vende mot venstre. Trykker du nå den bakerste delen av undersiden nedover, vil du kjenne at den fjærer mot bordplaten. På hver side rett utenfor den bakerste enden av undersiden, finner du klips som vil fjære dersom du presser dem forsiktig utover mot henholdsvis venstre og høyre. Disse klipsene låser undersiden fast til resten av mekanismen. Åpne mekanismen ved å presse klipsene utover, undersiden vil nå sprette opp slik at du eventuelt kan få fjernet

papir som har kjørt seg fast. For å låse mekanismen igjen, trykker du undersiden nedover til den låses fast.

Flytt deg nå litt fremover. Den skråstilte kanten brukes som anlegg for papiret når du skal sette inn nytt. Videre fremover finner du først en riflet, tversgående stang, og deretter leselinjalen, som består av 5 tydelige markeringer og mindre punkter mellom disse.

Sette inn papir.

Slå ut klaffen på maskinens overside og vri maskinen fra deg og rundt slik at undersiden vender opp. Legg papiret mot den skråstilte kanten, og før det videre forbi den riflete, tversgående stangen til det stopper. Bruk tommelfingeren på høyre hånd til å holde papiret inntil den skråstilte kanten og trykk det forsiktig fremover. Bruk venstre hånd og skru knotten for papirmating motsols slik at papiret mates inn i maskinen. Fortsett med dette til enden av arket ligger jevnt med den riflete stangen, arket skal nå stikke ut av spalten på enden som er nærmest deg.

Vri maskinen videre rundt og fra deg. Plasser markeringen på hjulet i linjeindikatoren på maskinens høyre side slik at den vender rett oppover. Dette vil hjelpe deg med å finne ut hvilken linje på arket du står på etter hvert som du fører det fram.

Skrive med Jot-a-Dot.

Vi går ut fra at du har satt papiret inn som beskrevet i forrige punkt. Flytt først indikatoren for horisontal posisjon helt ut til venstre. Legg begge hendes peke-, lang- og ringfinger på de 6 tastene for punkt. Før tommelfingeren på begge hender mot deg og under maskinen slik at du får et godt grep om maskinen. Løft maskinen opp i forkant til du har den i en behagelig vinkel. Trykk nå forsiktig ned de punkt-tastene du vil skrive, hold dem nede og press sammen maskinen med fast hånd. For at punktene skal bli så bra som mulig, er det viktig å bruke begge hender når du skal presse sammen maskinen. Løsne grepet igjen når du har presset mekanismen helt sammen, den vil nå løses ut igjen slik at du kan skrive neste tegn. Ønsker du å lage et mellomrom, trykker du enkelt og greit mekanismen sammen uten å holde nede noen av punkt-tastene. Jot-a-Dot kan skrive inntil 20 tegn pr. linje, og du kontrollerer hvilken posisjon du er i ved å benytte indikatoren for horisontal posisjon kombinert med skrivelinjalen. Når du vil føre arket en linje fram, vrir du knotten for papirmating ett hakk medsols, og fører deretter indikatoren for horisontal posisjon tilbake til venstre kant.

Lese det du har skrevet.

Ønsker du å kontrollere det du har skrevet, gjør du slik: Gå fram på samme måte som du gjorde for å sette inn papir, og snu maskinen slik at undersiden vender opp. For å komme til punktene du har skrevet, skrur du knotten for papirfremføring medsols og fører fram papiret en eller to linjer alt etter tykkelsen på fingrene dine. Når du er ferdig med å lese og vil tilbake til linjen du var på i utgangspunktet, er det lurt å bruke linjeindikatoren både før og etter at du har flyttet arket. Vend til slutt maskinen tilbake slik at du kan fortsette å skrive. For å skru arket helt ut av maskinen, fortsetter du med å vri på knotten for papirfremføring til arket er helt ute.

Renhold og velikehold.

Ved behov kan du bruke en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann til å gjøre ren maskinens overflater. Bruk aldri løsemidler så som teknisk sprit, white spirit eller tynner, da dette vil skade maskinen. Skulle småting falle inn i maskinen, må du prøve å få disse ut igjen med en gang, prøv å riste maskinen forsiktig så de faller ut. Husk at du kan åpne skrivemekanismen med de to klipsene ytterst, bak på undersiden slik at du kan komme til og få fjernet fastkjørt papir eller lignende.

Egne notater:

Har du ytterligere spørsmål vedr. Jot-a-Dot kan du kontakte:
ADAPTOR AS på telefon 23 21 55 55
eller sende en epost til hjelpemidler@adaptor.no