



Bruksanvisning Talende Målemugge

For at du skal få best mulig nytte av denne talende målemuggen, anbefaler vi at du bruker noen få minutter på å lese instruksene for bruk og rengjøring av din nye målemugge.

GENERELT

Muggen festes til bunnplaten (basen) på denne måten - med håndtaket til høyre, tuten skal peke mot deg, dreii muggen 90 grader mot høyre, muggen låses på plass. For fjerning av muggen går du frem på samme måte, men i motsatt rekkefølge.

Batteriet finner du i bunnplaten på basen, under håndtaket. Batteridekslet har en innfelt knapp som skyves mot håndtaket slik at luken kan vippes opp og frigjøres. Målemuggen bruker et standard 9 volts alkalisk batteri.

KNAPPENES PLASSERING

Målemuggen har fire knapper. I overkant av bærehåndtaket finner du "TALEKNAPPEN". I underkant av håndtaket sitter høyttaleren. Er håndtaket plassert mot høyre, vil du i forkant av håndtaket finne de tre andre knappene. Øverst er "NULLKNAPPEN", i midten knappen for valg av "MÅLEENHET" og nederst knappen for valg av "VÆSKETYPE"

TALEKNAPPEN Dersom ingen knapper er trykket på i løpet av de siste 30 sekunder, vil muggen indikere væsketype, etterfulgt av mengden. Ellers vil bare mengden uttales når du trykker på taleknappen.

NULL KNAPPEN benyttes for å nullstille målemuggen. Dette kan gjøres når muggen er tom, eller mens det er noe i muggen dersom du ønsker å måle forskjellige enheter når du blander flere ingredienser. Et eksempel på dette er F.eks. om du skal blande melk i en kakemiks. Ha kakemiksen i muggen og trykk så på "NULL". Du kan nå måle melken etterhvert som du tilsetter den til kakemiksen. Dette kalles en TARA funksjon. Vær oppmerksom på at ved nullstilling, kan ikke muggen måle mindre enn null, så dersom du trykker på NULL knappen og fjerner noe av innholdet vil den fortsatt si NULL. Dersom du har benyttet TARA funksjonen er det viktig å huske på, før du tar nye mål og trykke på NULL knappen igjen når muggen er tom.

Det anbefales å bruke NULL knappen til å starte muggen med når den er tom, spesielt hvis den ikke har vært i bruk på en stund. Det vil forsikre at NULL nivået er korrekt innstilt før ny måltaking.

Dersom du holder NULL knappen inne, vil muggen si NULL med varierende lydstyrke til du slipper den. Lydstyrken vil forbli på dette nivået til du eventuelt forandrer det igjen. Det er tre ulike lydnivåer å velge mellom.

MÅLEENHET Denne knappen benyttes til å velge mellom forskjellige måle-enheter. Du kan velge mellom centiliter, desiliter og liter. Trykk på knappen en gang og muggen sier hva den nå er innstilt på. Trykker du gjentatte ganger på knappen med under to sekunders mellomrom vil den fortløpende skifte mellom de tre måle-enhetene.

VÆSKETYPE Denne knappen benyttes til å velge mellom forskjellig innhold. De kalibrerte valg er VANN, MELK og MATOLJE. De aller fleste væsker som brukes i matlagning vil passe inn her. VANN dekker vin, juice og lignende. MELK dekker helmelk, lettmelk og skummet. MATOLJE dekker alle typer olje. Trykk på knappen en gang og muggen vil si aktuell væsketype. Trykker du gjentatte ganger på knappen med under to sekunders mellomrom vil den fortløpende skifte mellom de tre valgene.

Dersom du vil måle andre ting, slik som saus, suppe eller annet, kan du også gjøre dette. Hold knappen inne i 5 sekunder til muggen sier: "TØM MUGGEN OG TRYKK PÅ NULL". Tøm så muggen og trykk på NULL knappen til du hører et kraftig signal, og muggen sier "FYLL MUGGEN TIL KALIBRERINGSPUNKTET OG TRYKK PÅ INNHOLD KNAPPEN". Du trykker da på knappen for valg av væsketype. Dersom du kjenner etter inne i muggen, på samme siden som håndtaket er plassert, vil du oppdage en forhøyet rille som går ifra bunnen av muggen og nesten halvveis opp. Dette er kalibreringsmerket. Tilsett det du ønsker å måle til det er på samme høyde som kalibreringsmerket (rillen), trykk på knappen for valg av væsketype til muggen sier "ALTERNATIV KALIBRERING FERDIG". Du vil nå oppdage neste gang du bruker knappen for valg av væsketype, at er det kommet til et fjerde valg for selvvalgt innhold. Du kan rekalkibrere for forskjellig innhold når som helst ved å gjenta den samme prosedyren.

Dersom du skulle ønske å fjerne kalibreringen igjen gjør du følgende: Når muggen sier "FYLL TIL KALIBRERINGSMERKET" lar du det bare være og trykker på knappen for valg av væsketype. Muggen vil forstå at du ikke lenger ønsker å benytte denne muligheten og vil fjerne det til du omkalibrerer med et annet innhold.

I BRUK

Muggen kan benyttes mens du holder den f.eks. under vannkranen. Ettersom innholdet stiger vil det være en kontinuerlig avlesning, eller du kan få en avlesning ved å trykke på "TALEKNAPPEN".

Vær oppmerksom på at den mest nøyaktige avlesning oppnås ved at muggen står på et flatt underlag og at løfting av muggen vil redusere nøyaktigheten. Jo skråere muggen holdes, jo mer unøyaktig blir målingen. Den kan til og med si "NULL" dersom den tippes for mye. Ønsker du å helle ut litt av innholdet, er det viktig at muggen står støtt igjen før avlesning. De målene som leses opp mens du heller, kan du bare ignorere.

Pass også på at muggen er skikkelig festet på basen, spesielt før du løfter den eller heller av den.

Muggen vil automatisk slå seg av dersom ingen knapper trykkes på, eller noe tilsettes eller fjernes i løpet av 30 sekunder. Den vil gi fra seg to korte pipelyder. Dette er for å spare på batteriet, men betyr ikke at du må begynne på nytt dersom du er midt oppi oppmåling. Ved å trykke på "TALEKNAPPEN" vil muggen våkne til liv igjen. Dersom du ikke er klar over at den har slått seg av og du tilsetter mer væske, vil du oppdage at muggen ikke leser opp den nye mengden automatisk. Da er det bare å trykke på "TALEKNAPPEN" og muggen leser opp det nye resultatet.

RENGJØRING

Basen er ikke vanntett eller mikrobølgesikker. Den bør derfor kun rengjøres med en fuktig klut og tørkes etterpå. Selve muggen tåler både oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

SPESIFIKASJON

Kapasitet	2 Liter
Nøyaktighet	2% så lenge muggen holdes vannrett.
Batteri	1 x 9 volt Alkalisk
Måle-enheter	centiliter, desiliter, liter
Innhold	Vann, melk, matolje
	1 x egendefinert valg

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med din talende målemugge. Skulle du ha ytterligere spørsmål vedr. målemuggen kan du ta kontakt med oss i Adaptor på telefon 23-21-55-55 eller du kan sende en epost til hjelpemidler@adaptor.no