

## Akustisk Nivåindikator



Denne akustiske nivåindikatoren er beregnet for bruk i hjemmet, og er ment som et enkelt hjelpemiddel for blinde og svaksynte ved å varsle når et glass, kopp eller andre beholdere er fulle. Den skal kun brukes på flytende næringsmidler, og må aldri brukes på løsemidler eller andre kjemiske stoffer.

Nivåindikatoren har varsling for to forskjellige væsknivåer. Det første varsles med en avbrutt pipetone og indikerer at glasset er nesten fullt, mens det andre varsles med en sammenhengende pipetone og varsler at nå er glasset helt fullt.

Enheden er ikke justerbar, og guiden som sitter mellom metallpinnene må ikke fjernes, da dette kan føre til at den slutter å virke.

### **Før du tar den i bruk.**

Når du pakker opp nivåindikatoren, er det lurt å teste at den virker. Fukt pekefingeren lett på tungen, og legg så pekefingeren slik at den berører alle de tre metallpinnene samtidig. Du skal nå høre en sammenhengende pipetone.

## **Vanlig bruk.**

Heng nivåindikatoren på kanten av beholderen du ønsker å fylle slik at de tre metallpinnene er på innsiden av beholderen. Hell væske opp i beholderen, og fortsett inntil nivåindikatoren varsler for det første væsknivået med en avbrutt pipetone. Du kan nå fortsette med å fylle på væske inntil du blir varslet med en sammenhengende pipetone. Fjern til slutt indikatoren fra beholderen. Dersom den ikke slutter å pipe etter at du har tatt den bort, kan det hjelpe å riste den lett et par ganger slik at gjenværende fuktighet ramler av.

Dersom du lar indikatoren stå og pipe lenge, vil dette føre til at levetiden på batteriet reduseres kraftig. Vi anbefaler at den ikke blir oppbevart slik at metallpinnene kommer i kontakt med metallgjenstander eller fuktige gjenstander.

## **Batteriet.**

Nivåindikatoren drives av ett batteri av typen CR2032. Dette sitter i. Dersom indikatoren din slutter å virke, er sannsynligvis batteriet tomt. For å skifte det, går du frem på følgende måte: Sett indikatoren foran deg med metallpinnene pekende bakover. Legg tommelen ned i fordypningen ved den runde enden. Skyv så i fra deg og enden kommer ut, batteriet sitter på undersiden og er rundt, har en diameter på 24mm, høyde på 2mm. Dersom du kjenner på batteriet, merker du at den ene siden er helt slett, mens den andre har en tydelig rille ytterst mot kanten. Den slette siden er pluss-polen, og denne skal vende nedover når batteriet er på plass. Skyv til slutt luken inn igjen, du vil høre et bekreftende pipetone når luken er lukket.

## **Renhold.**

Nivåindikatoren skal kun tørkes av med en fuktig klut. Legg den aldri i oppvaskmaskinen.

Er det fortsatt noe du lurer på vedr. nivåindikatoren, kan du kontakte Adaptor AS (tidligere Blindes Produkter) på telefon **23 21 55 55** eller du kan sende en e-post til: [hjelpemidler@adaptor.no](mailto:hjelpemidler@adaptor.no)

Lykke til !